

AnubiMed medical

hygienisch · formstabil · sicher

AnubiMed medical sind hygienische Polster, Positionierer und Auflagen für den Einsatz in der Tierklinik oder Praxis.

Die Füllung der Produkte aus hochwertigem, langlebigem **Memory-Schaum** hat eine außergewöhnlich hohe Formstabilität und gewährleistet beste Druckentlastungseigenschaften.

Die robuste, hautfreundliche **Polyurethanhülle** ist sicher verschweißt und dadurch flüssigkeitsdicht. Die fein strukturierte Oberfläche vermeidet Hitzestau zwischen dem Polster und darauf liegender Haut.

Der integrierte, patentierte **PneumaPure®**-Filter sorgt für den benötigten Luftaustausch, verhindert aber das Eindringen von Flüssigkeiten und Pathogenen.

Die **schnelle und einfache Reinigung** mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln ermöglicht häufige Anwendungs- bzw. Patientenwechsel. Infektionsrisiken können so bestens reduziert werden.



PneumaPure®-Filter

Sorgt für Luftaustausch und ist dabei besonders keim- und virenresistent.



Verschweißte Nähte



Absolut flüssigkeitsabweisend – kein Eindringen von Blut, Urin, Schweiß und anderen Flüssigkeiten.



Memory-Schaum

Entlastet die Gelenke, ist besonders formstabil, nimmt die Körpertemperatur des Patienten an und hält diese.

Alles Neue auf einen Blick?
 liken · teilen · abonnieren



TapMedVET

Wir beraten euch gerne!

+49 (0) 5606 53060-400

tiergesundheit@tapmed.de

shop.tapmed-vet.de



TapMed ✓
Medizintechnik Handels GmbH

Gewerbepark 10 · 34317 Habichtswald-Ehlen
www.tapmed.de · info@tapmed.de



TapMed VET

Hygienische Positionierer

Einzigartig · Orthopädisch · Gesund


TapMed ✓

Der PneumaPure™ - Virenfilter

Einzigtiger Luftaustausch

Was bedeutet das?

- Alle Produkte der AnubiMed Kollektion sind von einer Hülle aus undurchlässigem und robustem Bio Shield Gewebe umgeben.
- Der integrierte **PneumaPure®**-Filter sorgt für Luftaustausch und verhindert mit seiner geringen Porengröße gleichzeitig das Eindringen von Flüssigkeiten, Krankheitserregern und Parasiten.



Formstabile, hygienische Positionierhilfen



Positionierer, klein

Artikel-Nr. : 3012022
Maße: 30 x 40 x 8 cm



Rolle

Artikel-Nr. : 3012047
Maße: 60 x 15 cm



Keil

Artikel-Nr. : 3012072
Maße: 40 x 20 x 10 cm



AnubiMed medical OP-Tischauflage

Auf Basis unserer bewährten AnubiMed Hundebetten wurden die neuen AnubiMed Tischauflagen entwickelt. In zwei Größen erhältlich und damit passend für die handelsüblichen OP-Tische, sind die mit Memory-Schaum gefüllten und wasserdichten Auflagen die perfekte Ergänzung für jedes Praxis- und Klinikinventar.

Hygienisch und druckentlastend

- mit Memory-Schaum (50 kg/m³) gefüllt
- wärmeerhaltend und gelenkschonend
- umhüllt von robustem PU-Gewebe
- wasserdicht durch verschweißte Kanten
- Hülle inklusive Filter zum Luftaustausch

Anwendungsbeispiele

- auf dem Ultraschalltisch
- auf dem OP-Tisch



Art.-Nr.: 3012091 - 120 x 40 x 5 cm
Art.-Nr.: 3010048 - 120 x 60 x 5 cm

AnubiMed Betten

Sichere Matten für Stationsboxen

Die AnubiMed Betten wurde entwickelt, um Hunden jeder Größe und jeder Lebenslage den bestmöglichen Komfort zu bieten. Sie eignen sich perfekt für den alltäglichen Gebrauch und erfüllen gleichzeitig die besonderen Anforderungen von Hunden nach Operationen, bei Infektionskrankheiten oder Inkontinenz. Dank ihrer durchdachten Größen passen sie in alle gängigen Boxen und erleichtert so den Einsatz zu Hause, in der Praxis oder unterwegs.

Das zeichnet unsere Betten aus

- ideal für den Alltag und spezielle Pflegebedürfnisse
- leicht zu reinigen und hygienisch
- bequem und entlastend für alle Hunde
- kompatibel mit gängigen Boxengrößen
- Verwendung mit Bezug empfohlen für zusätzlichen Schutz

Waschbarer Textilbezug für OP-Tischauflage und Betten

Unsere Bezüge bestehen aus einem Baumwoll- bzw. Baumwollmischgewebe und haben je nach Ausführung unterschiedliche Eigenschaften. Alle sind robust, stabil und ausgesprochen bequem. Sie lassen sich mühelos von grobem Schmutz und Haaren säubern, sind pflegeleicht und maschinenwaschbar.

Dieser und weitere Bezüge sind in unserem Onlineshop erhältlich.



Größe	Maße
S	45 x 65 x 8 cm
M	65 x 90 x 9 cm
L	70 x 110 x 11 cm
L+	80 x 120 x 12 cm
XL+	95 x 135 x 13 cm

Wir empfehlen AnubiMed

- bei Allergien, Asthma so wie bei anderen Atemwegserkrankungen
- bei Inkontinenz
- nach Operationen und zur Rehabilitation
- zur Vorbeugung von und bei Beschwerden, wie: Liegeschwielen, Arthrose, Arthritis, Wirbelsäulenprobleme, Spondylose, Hüftdysplasie
- bei Muskelverspannungen, besonders an Hüfte oder Nacken
- für Langzeitpatienten

Einwegbezug für die OP-Tischauflage

Art.-Nr.: 12060pe - 60 x 120 cm - VE 10 oder 70 Stück

- Verlängerung der Lebensdauer
- nahezu wasserundurchlässig
- integrierter Gummizug
- Zeitersparnis



TapMed VET
Onlineshop

